

Universitätsklinikum Bonn, Sigmund-Freud-Str. 25, 53105 Bonn

An alle Einsender

Institut für Klinische Chemie
und Klinische Pharmakologie

Univ.- Prof. Dr. med.
Gunther Hartmann
Direktor

gunther.hartmann@ukb.uni-
bonn.de

Bonn, 18. August 2016

RUNDSCHREIBEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die bevorstehende Umstellung der Laboranalysensysteme im Zentrallabor erfordert eine Umstellung der Größenformate der bisher zur Analytik verwendeten Monovettentypen (Kalium-EDTA Hämatologie, Fluorid Glukose, Citrat 1 : 10 Gerinnung und Lithium-Heparin-Plasma sowie Urinmonovette). Die Blutvolumina bleiben gleich (2,7 ml) oder werden etwas geringer (2,6 ml). Die bisherigen Monovetten können von den neuen Analysegeräten nicht bearbeitet werden. Beachten Sie als Einsender ins Zentrallabor bitte folgendes.

Die Umstellung von alten auf neue Monovetten wird vom Einkauf und dem Zentrallabor organisiert. **Die für die Bestellung der Monovetten gültigen SAP-Nummern im Consense bleiben gleich. Der Bestellvorgang ändert sich für Sie also nicht spürbar.**

Allgemeiner präanalytischer Hinweis: Die Monovetten mit Präparationen wie z.B. Lithium-Heparin, Kalium-EDTA, Citrat und Natrium-Fluorid sind unmittelbar nach der Blutentnahme schonend und gründlich zu durchmischen.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Leitende MTA, Frau Anke Carstensen (-12130) gerne zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis und danken Ihnen für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. med. Birgit Stoffel-Wagner
- Ärztliche Leiterin des Zentrallabors -



Anke Carstensen
- Ltd. MTA des Zentrallabors -

Koordination:

Christiane Ahlemeyer

Tel: 0228 287-16080

Fax: 0228 287-16094

chah@ukb.uni-bonn.de

Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53127 Bonn

Zentrallabor

Prof. Dr. med.

Birgit Stoffel-Wagner

Ärztliche Leiterin

birgit.stoffel-wagner@ukb.uni-
bonn.de

Vorzimmer

Heike Lommerzheim

Tel.: 0228 287-12101

Fax: 0228 287-12159

heike.lommerzheim@ukb.uni-
bonn.de

